


# MWO Skinny

Gebruiksaanwijzing · Bedienungsanleitung · User manual


| Taal · Sprache · Language | Pagina · Seite · Page |
|---|---|
| Nederlands | 2 |
| Deutsch | 20 |
| English | 38 |

Meditech Europe

**Gebruikshandleiding**

# Multiwave Oscillator Skinny (MWO skinny)




Oorspronkelijke handleiding
Versie NL V1 2025/03

Meditech Europe
Live in Harmony

| | |
|---|---|
| **Projectgegevens** | : maart 2025 |
| **Handelsnaam** | : Meditech Europe B.V. |
| **Productnaam** | : Multiwave Oscillator Skinny (MWO skinny) |
| **Productnummer** | : 100016 |
| **Model** | : MWO skinny |
| **Vermogen** | : 220/240 V / 35 mA |
| **Fabrikant** | : Meditech Europe B.V. |
| **Auteur** | : J.K. |
| **Adres** | : Daalder 14<br>8305 BE Emmeloord<br>Nederland<br>Telefoon: 0031 (0)527 292331<br><br>www.meditecheurope.nl<br>info@meditecheurope.nl<br><br>VAT NL859592480B01 |
| **Revisie-index** | : V1 |
| **Revisiedatum** | : 2025/03 |

# Inhoud


**1 Over deze Gebruikshandleiding ..... 5**

1.1 Algemeen ..... 5

1.2 Waarschuwingstekens ..... 5

**2 Algemene veiligheidsvoorschriften ..... 7**

2.1 Beginselen ..... 7

2.2 Beoogd gebruik ..... 7

2.3 Selectie en kwalificatie van het personeel ..... 8

2.4 Veiligheidsvoorschriften ..... 8

2.5 Uitbreiding en ombouw ..... 8

2.6 Maatregelen in geval van nood ..... 9

**3 Leveringsomvang ..... 10**

**4 Mogelijke accessoires (verkrijgbaar bij Meditech Europe) ..... 11**

**5 Technische omschrijving ..... 12**

5.1 Overzicht ..... 12

5.2 Typeplaatjes ..... 12

**6 Transport ..... 13**

6.1 Voorafgaand aan het transport ..... 13

6.2 Uitpakken van de producten ..... 13

**7 Aansluiting / Bediening van het apparaat ..... 14**

7.1 Aansluiten/Inschakelen van het apparaat ..... 14

7.2 Bediening van het apparaat ..... 14

7.3 Uitschakelen/Ontkoppelen van het apparaat ..... 14

**8 Hulp bij storingen ..... 15**

9 Afvoer en recycling ..... 16

10 Garantie ..... 17

11 EG Verklaring van Overeenstemming ..... 18

# 1 Over deze Gebruikshandleiding

Deze Gebruikshandleiding dient gelezen te worden voordat de MWO skinny voor het eerst gebruikt wordt, of wanneer daaraan werkzaamheden uitgevoerd worden als geautoriseerd monteur. Neem bij vragen contact op met Meditech Europe.

Neem met name hoofdstuk 2 „Algemene Veiligheidsvoorschriften“ goed in acht.

## 1.1 Algemeen

De aanwijzingen in deze handleiding zijn bedoeld om u vertrouwd te maken met de MWO skinny en ervoor te zorgen dat u de functies optimaal kunt gebruiken.

De Gebruikshandleiding bevat belangrijke opmerkingen voor het veilig en correct bedienen en gebruiken van de MWO skinny. Dit draagt ertoe bij dat:

- Gevaren worden vermeden
- Reparatiekosten en uitval worden vermeden
- De betrouwbaarheid en levensduur worden vergroot

Deze aanwijzingen moeten worden gelezen en toegepast door elke persoon die geautoriseerd is werkzaamheden uit te voeren aan de MWO skinny en ouder is dan 21 jaar.

Behalve deze Gebruikshandleiding dienen ook de voorschriften inzake ongevallenpreventie en milieubescherming in acht te worden genomen zoals deze gelden in het desbetreffende land van gebruik en op de plaats van toepassing.

## 1.2 Waarschuwingstekens

Op relevante plaatsen staan telkens speciale veiligheidsaanwijzingen. Ze zijn te herkennen aan de volgende symbolen:



**Sterkstroom**
Dit teken geeft aan dat het apparaat aangesloten wordt op 230 V wisselspanning. Dit houdt in dat het apparaat stroomloos moet worden gemaakt als een accessoire wordt aangesloten.



**Niet-ioniserende straling**
Dit betekent dat het product laag-energetische straling van radiogolven en radiofrequenties afgeeft.

# 2 Algemene veiligheidsvoorschriften

## 2.1 Beginselen

Neem bij twijfel over de juiste instelling altijd contact op met Meditech Europe.

Gebruik een Kooi van Faraday (verkrijgbaar bij Meditech Europe) als de MWO skinny in bedrijf is, om verstoring te voorkomen van (mobiele) netwerken, telefoons, laptops en/of andere elektrische apparaten en netwerken in uw omgeving.

Maak de MWO skinny niet open. Dit mag uitsluitend worden gedaan door een specialist van Meditech Europe. De garantie vervalt als het product gedemonteerd is door anderen dan specialisten van Meditech Europe.

Ter voorkoming van schade aan de MWO skinny dient ze niet zonder aangesloten accessoire (verkrijgbaar bij Meditech Europe) te worden gebruikt.

De MWO skinny is een apparaat dat frequenties creëert. Aan het gebruik van de MWO skinny kunnen geen rechten worden ontleend noch kunnen er vorderingen ingesteld worden naar aanleiding van het gebruik daarvan. Het gebruik geschiedt geheel voor risico en op kosten van de gebruiker.

Reiniging van de MWO skinny: Haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik een droge doek. Voor hardnekkige vlekken kan een vochtige doek worden gebruikt. Zorg ervoor dat de connector niet nat wordt.

Neem bij twijfel over het gebruik, inschakelen en/of instellen van de MWO skinny altijd contact op met Meditech Europe BV via telefoonnummer: 0031 (0)527 292331 of e-mail: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven. In geval van geschillen geldt Nederlands recht.

## 2.2 Beoogd gebruik

De MWO skinny is een apparaat dat frequenties creëert.

## 2.3 Selectie en kwalificatie van het personeel

De MWO skinny is vervaardigd door Meditech Europe in Emmeloord (NL). Meditech Europe maakt uitsluitend gebruik van goed opgeleide medewerkers.

## 2.4 Veiligheidsvoorschriften

Kom niet in de buurt van de ingeschakelde MWO skinny als je een pacemaker, een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), een insulinepomp of gehoorapparaten hebt.

De MWO skinny mag niet zonder toezicht in bedrijf zijn.

Gebruik de MWO skinny altijd in een droge en goed geventileerde ruimte.

Blokkeer nooit de ventilatieopening van de MWO skinny.

Plaats de MWO skinny zodanig dat aan alle zijden ten minste 30 centimeter vrije ruimte is, en om ervoor te zorgen dat andere materialen niet in contact kunnen komen met de MWO skinny.

Zorg ervoor dat de MWO skinny niet in contact komt met warmtebronnen zoals haarden, gaskachels, open vuur, enzovoort.

Gebruik de MWO skinny niet in de buitenlucht.

Raak de connector voor de kabel niet aan wanneer de MWO skinny ingeschakeld is.

Als het netsnoer beschadigd is, dient het te worden vervangen door een speciaal, uitsluitend bij Meditech Europe verkrijgbaar netsnoer. Zorg ervoor dat het netsnoer vrij hangt.

Gebruik een geaard stopcontact.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven.

## 2.5 Uitbreiding en ombouw

Het apparaat moet stroomloos worden gemaakt als een accessoire wordt aangesloten.

## 2.6 Maatregelen in geval van nood

Wanneer brand uitbreekt, dient een brandblusser te worden gebruikt die geschikt is voor elektronische apparatuur.

# 3 Leveringsomvang

- Multiwave Oscillator Skinny
- Netsnoer

# 4 Mogelijke accessoires (verkrijgbaar bij Meditech Europe)

- Kooi van Faraday
- Rife Tube
- Rife Curved

Bezoek onze website voor een volledig overzicht: www.meditecheurope.nl

De bij Meditech Europe verkrijgbare lampen kunnen op eigen risico van de klant worden aangesloten op de MWO skinny.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven.

Als lampen worden gebruikt die niet door Meditech Europe zijn geleverd, dan vervalt de garantie.

De verkrijgbaarheid van lampen kan wijzigen. Ga voor actuele informatie naar onze website: www.meditecheurope.nl

# 5 Technische omschrijving

## 5.1 Overzicht

De MWO skinny wekt hoogfrequente resonanties op. Het apparaat werkt op 220 V. De 220 V-spanning gaat door een transformator, een vonkenbrug en de spoel om hoogfrequente resonanties en spanningen op te wekken.

## 5.2 Typeplaatjes




Fig. 5.2 Typeplaatje

| | |
|---|---|
| Fabrikant | : Meditech Europe |
| Gegevens MWO skinny | : Type en vermogen |
| Batchnummer | : Uniek |

# 6 Transport

De MWO skinny dient voorzichtig te worden behandeld.

## 6.1 Voorafgaand aan het transport

Meditech Europe verpakt de MWO skinny zorgvuldig wanneer deze getransporteerd gaat worden of wordt opgehaald.

## 6.2 Uitpakken van de producten

De MWO skinny dient voorzichtig te worden uitgepakt, zonder gebruik te maken van scherp gereedschap.

# 7 Aansluiting / Bediening van het apparaat

## 7.1 Aansluiten/Inschakelen van het apparaat

Sluit de lamp aan (zorg ervoor dat de MWO skinny is uitgeschakeld)

Steek het netsnoer in het geaarde stopcontact.

Aan/Uit-knop schakelt de MWO skinny in.

## 7.2 Bediening van het apparaat

Met de draaiknop op de MWO skinny is het mogelijk om de intensiteit in te stellen.

Zorg ervoor dat de draaiknop laag ingesteld staat zodat er langzaam opgebouwd kan worden. Een hoge intensiteit is niet nodig. Op een lage intensiteit wordt veelal hetzelfde resultaat behaald.

## 7.3 Uitschakelen/Ontkoppelen van het apparaat

Aan/Uit-knop schakelt de MWO skinny uit.

Trek het netsnoer uit het geaarde stopcontact.

Ontkoppel de lamp (zorg ervoor dat de MWO skinny is uitgeschakeld).

# 8 Hulp bij storingen

Als de MWO skinny niet meer naar behoren functioneert, probeer deze dan niet zelf te repareren maar neem contact op met Meditech Europe.

Als de MWO skinny een lange periode in gebruik is geweest, moet de vonkenbrug worden vervangen. Een metaalachtige geur en een metaalachtig geluid geven aan dat het tijd is voor vervanging van de vonkenbrug.  Probeer deze niet zelf te vervangen, maar neem contact op met Meditech Europe.

# 9 Afvoer en recycling

Neem contact op met Meditech Europe voor afvoer en recycling van de MWO skinny. Meditech Europe neemt graag alle producten in ontvangst voor afvoer en recycling overeenkomstig de milieuvoorschriften.

Neem contact op met de lokale autoriteiten indien u als gebruiker het product zelf wilt afvoeren.

# 10 Garantie

Meditech Europe geeft 2 jaar garantie op de MWO skinny.

De garantie vervalt als aan het product gewerkt is door anderen dan specialisten van Meditech Europe.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven.

**Serviceadres**
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Nederland
Telefoon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

# 11 EG Verklaring van Overeenstemming

Meditech Europe

## EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze verklaring is verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant

### FABRIKANT

| | |
|---|---|
| Firmanaam: | Meditech Europe |
| Volledig adres: | Daalder 14 |
| Postcode: | 8305 BE |
| Plaats: | Emmeloord |
| Land: | Nederland |
| Persoon gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen: | Mw. J. Kraaij / Operationeel Directeur |

### BESCHRIJVING EN IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE

| | |
|---|---|
| Generieke benaming: | Multiwave Oscillator Skinny |
| Functie: | De MWO Skinny is een apparaat dat frequenties creëert. |
| Model: | Multiwave Oscillator Skinny |
| Type: | Skinny |
| Commerciële benaming: | Multiwave Oscillator Skinny |

### OVEREENSTEMMING

*De fabrikant verklaart dat de bovenstaande machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van*

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
EMC Richtlijn 2014/30/EU
RoHS Richtlijn 2011/65/EU & gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863

*Waarbij de volgende geharmoniseerde normen en in voorkomend geval technische normen en specificaties zijn gehanteerd*

EN ISO 12100:2010;EN IEC 61000-3-2:2019; EN IEC 61000-3-3:2013; IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61010-1:2011; EN IEC 63000:2018; EN 55016-2-1:2014; EN 55016-2-3:2017; EN 55011:2016; EN IEC 61326-1:2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plaats: | Emmeloord<br>Nederland | Naam:<br>Functie: | Dhr. R. Frankhuisen<br>Eigenaar |
| Datum: | 21 Maart 2025 | Handtekening: | |

Meditech Europe

**Bedienungsanleitung**

# Multiwave Oscillator Skinny (MWO Skinny)




Übersetzung des Originalhandbuchs
Version DE V1 2025/03

Meditech Europe
Live in Harmony

| | |
|---|---|
| **Projektdaten** | : März 2025 |
| **Firma** | **:** Meditech Europe B.V. |
| **Produktbezeichnung** | **:** Multiwave Oscillator Skinny (MWO Skinny) |
| **Produktnummer** | **:** 100016 |
| **Modell** | **:** MWO Skinny |
| **Spannung** | **:** 220/240 V / 35 mA |
| **Hersteller** | **:** Meditech Europe B.V. |
| **Autor** | **:** J. K. |
| **Adresse** | **:** Daalder 14<br>8305 BE Emmeloord<br>Niederlande<br>Telefon: 0031 527 292331<br><br>www.meditecheurope.nl<br>info@meditecheurope.nl<br><br>USt.-ID-Nr.: NL859592480B01 |
| **Überarbeitungsindex** | **:** V1 |
| **Überarbeitungsdatum** | **:** 2025/03 |

# Inhalt


**1 Über diese Bedienungsanleitung ..... 5**

1.1 Allgemeines ..... 5

1.2 Warnschilder ..... 5

**2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen ..... 7**

2.1 Grundlagen ..... 7

2.2 Bestimmungsgemäße Nutzung ..... 7

2.3 Auswahl und Qualifikation des Personals ..... 8

2.4 Sicherheitsvorkehrungen ..... 8

2.5 Erweiterung und Umrüstung ..... 9

2.6 Maßnahmen im Notfall ..... 9

**3 Lieferumfang ..... 10**

**4 Mögliches Zubehör (erhältlich bei Meditech Europe) ..... 11**

**5 Technische Beschreibung ..... 12**

5.1 Übersicht ..... 12

5.2 Typenschild ..... 12

**6 Transport ..... 13**

6.1 Vor dem Transport ..... 13

6.2 Auspacken des Geräts ..... 13

**7 Anschließen/Bedienung des Geräts ..... 14**

7.1 Anschließen/Einschalten des Geräts ..... 14

7.2 Bedienung des Geräts ..... 14

7.3 Gerät ausschalten/Netzstecker ziehen ..... 14

**8 Hilfe bei Fehlern ..... 15**

9 Entsorgung und Recycling ..... 16

10 Garantie ..... 17

11 EU-Konformitätserklärung ..... 18

# 1 Über diese Bedienungsanleitung

Bevor Sie den Multiwave Oscillator Skinny (MWO Skinny) erstmals in Betrieb nehmen oder wenn Sie mit anderen Aufgaben in Bezug auf den MWO Skinny betraut sind, müssen Sie diese Bedienungsanleitung lesen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Meditech Europe.

Beachten Sie insbesondere Kapitel 2 „Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen“.

## 1.1 Allgemeines

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem MWO Skinny vertraut zu machen und die vorgesehenen Anwendungsmöglichkeiten zu nutzen.

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des MWO Skinny. Die Beachtung der Bedienungsleitung hilft dabei:

- Gefahren zu vermeiden
- Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermeiden
- die Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer des Produkts zu erhöhen

Diese Bedienungsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Aufgaben in Bezug auf den MWO Skinny betraut wurde und älter als 21 Jahre ist.

Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung sind die Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten, die im jeweiligen Nutzungsland und am Nutzungsstandort gelten.

## 1.2 Warnschilder

Besondere Sicherheitshinweise sind für jede Situation an den relevanten Stellen angebracht. Sie erkennen sie an den folgenden Symbolen:



**Starkstrom**
Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Gerät mit einer Spannung von 230 V AC verbunden ist. Das bedeutet, dass das Gerät spannungsfrei gemacht werden muss, bevor Zubehör angeschlossen wird.



**Nicht ionisierende Strahlung**
Das bedeutet, dass das Gerät eine energiearme Strahlung in Form von Radiowellen und Radiofrequenzen abgibt.

# 2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

## 2.1 Grundlagen

Wenn Sie Zweifel bezüglich der richtigen Einrichtung des Geräts haben, wenden Sie sich stets an Meditech Europe.

Nutzen Sie einen Faradayschen Käfig (erhältlich bei Meditech Europe), wenn der MWO Skinny in Betrieb ist, um die Unterbrechung der Verbindung von (mobilen) Netzwerken, Telefonen, Laptops und/oder anderen elektrischen Geräten und Netzwerken in der Umgebung zu verhindern.

Öffnen Sie den MWO Skinny nicht. Das Öffnen des Geräts muss von einer Fachkraft von Meditech Europe durchgeführt werden. Meditech Europe gewährt keinerlei Garantie, wenn der MWO Skinny von einer anderen Person als einer Fachkraft von Meditech Europe geöffnet wurde.

Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, nutzen Sie den MWO Skinny nicht ohne angeschlossenes Zubehör (erhältlich bei Meditech Europe).

Der MWO Skinny ist ein Gerät, das Frequenzen erzeugt. Aus der Nutzung des MWO Skinny lassen sich keine Rechte und/oder Ansprüche ableiten. Die Nutzung des MWO Skinny erfolgt vollumfänglich auf Risiko und Kosten des Nutzers.

Reinigung: Ziehen Sie den Stecker des MWO Skinny aus der Steckdose. Verwenden Sie ein trockenes Tuch. Ein feuchtes Tuch kann für hartnäckige Flecken verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Verbindungsstellen nicht nass werden.

Wenn Sie Fragen zur Nutzung, Einschaltung und/oder Einrichtung des MWO Skinny haben, wenden Sie sich stets an Meditech Europe BV, entweder telefonisch unter 0031 527 292331 oder per E-Mail an info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe haftet nicht für missbräuchliche oder unzulässige Nutzung oder für Schäden, die auf eine Nutzung zurückzuführen sind, die nicht der in diesem Handbuch beschriebenen Nutzung entspricht. Im Fall von Streitigkeiten gilt das niederländische Recht.

## 2.2 Bestimmungsgemäße Nutzung

Der MWO Skinny ist ein Gerät, das Frequenzen generiert.

## 2.3 Auswahl und Qualifikation des Personals

Der MWO Skinny wird von Meditech Europe in Emmeloord, Niederlande, gefertigt. Meditech Europe setzt ausschließlich ausgebildete Mitarbeiter/-innen ein.

## 2.4 Sicherheitsvorkehrungen

Wenden Sie sich nicht an die MWO Skinny, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD), eine Insulinpumpe oder ein Hörgerät tragen.

Der MWO Skinny darf im Betrieb nicht unbeaufsichtigt bleiben.

Nutzen Sie den MWO Skinny stets in trockener und gut belüfteter Umgebung.

Blockieren Sie niemals die Entlüftungsöffnungen des MWO Skinny.

Stellen Sie den MWO Skinny so auf, dass an allen Seiten ein Freiraum von mindestens 30 cm vorhanden ist und keine anderen Materialien mit dem MWO Skinny in Berührung kommen können.

Achten Sie darauf, dass der MWO Skinny nicht mit Wärmequellen wie Öfen, Gasöfen, offenem Feuer oder sonstigen Wärmequellen in Kontakt kommt.

Nutzen Sie den MWO Skinny niemals im Freien.

Berühren Sie die Verbindungsstellen für die Kabel nicht, während der MWO Skinny eingeschaltet ist.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, sollte es durch ein spezielles Stromkabel ersetzt werden, das ausschließlich bei Meditech Europe erhältlich ist. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel frei hängen kann.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel frei hängt.

Verwenden Sie eine geerdete Steckdose.

Meditech Europe haftet nicht für Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch oder Schäden, die durch einen anderen als den in diesem Handbuch beschriebenen Gebrauch verursacht werden.

## 2.5 Erweiterung und Umrüstung

Das Gerät muss spannungsfrei gemacht werden, wenn Zubehör angeschlossen werden soll.

## 2.6 Maßnahmen im Notfall

Wenn ein Feuer ausbricht, sind elektronische Geräte mit einem Feuerlöscher zu löschen.

# 3 Lieferumfang

- Multiwave Oscillator Skinny
- Stromkabel

# 4 Mögliches Zubehör (erhältlich bei Meditech Europe)

- Faradayscher Käfig
- Rife Tube
- Rife Curved

Besuchen Sie unsere Website, um einen vollständigen Überblick zu erhalten: www.meditecheurope.nl

Die bei Meditech Europe erhältlichen Lampen können vom Kunden auf eigenes Risiko an den MWO Skinny angeschlossen werden.

Meditech Europe haftet nicht für Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch oder Schäden, die durch einen anderen als den in diesem Handbuch beschriebenen Gebrauch verursacht werden.

Bei Verwendung von Lampen, die nicht von Meditech Europe geliefert wurden, erlischt die Garantie.

Die Verfügbarkeit der Lampen kann sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website: www.meditecheurope.nl.

# 5 Technische Beschreibung

## 5.1 Übersicht

Der MWO Skinny erzeugt hochfrequente Resonanzen. Das Gerät benötigt eine Spannung von 220 V. Die 220-V-Spannung läuft durch einen Transformator, eine Funkenstrecke und die spule, um hochfrequente Resonanzen und Spannungen zu erzeugen.

## 5.2 Typenschild




Abb. 5.2 Typenschild

| | |
|---|---|
| Hersteller | : Meditech Europe |
| MWO Skinny -Angaben | : Typ und Spannung |
| Seriennummer | : Einmalig |

# 6 Transport

Mit dem MWO Skinny muss sorgfältig umgegangen werden.

## 6.1 Vor dem Transport

Meditech Europe verpackt den MWO Skinny sorgfältig, bevor er transportiert oder abgeholt wird.

## 6.2 Auspacken des Geräts

Der MWO Skinny sollte vorsichtig und ohne Zuhilfenahme von scharfen Werkzeugen ausgepackt werden.

# 7 Anschließen/Bedienung des Geräts

## 7.1 Anschließen/Einschalten des Geräts

Schalten Sie den MWO Skinny aus, und schließen Sie dann die Lampe an.

Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.

Mit der Ein-/Aus-Taste wird der MWO Skinny eingeschaltet.

## 7.2 Bedienung des Geräts

Mithilfe des Drehknopfs am MWO Skinny kann die Intensität eingestellt werden.

Achten Sie darauf, dass der Drehknopf niedrig eingestellt ist, um einen langsamen Schwingungsaufbau zu ermöglichen. Eine hohe Intensität ist nicht erforderlich. Bei niedriger Intensität wird häufig das gleiche Ergebnis erzielt.

## 7.3 Gerät ausschalten/Netzstecker ziehen

Mit der Ein-/Aus-Taste wird der MWO Skinny ausgeschaltet.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der geerdeten Steckdose.

Schalten Sie den MWO Skinny aus, und entfernen Sie dann die Lampe.

# 8 Hilfe bei Fehlern

Versuchen Sie niemals, den MWO Skinny selbst zu reparieren, wenn er nicht mehr richtig funktioniert. Wenden Sie sich immer an Meditech Europe.

Wenn der MWO Skinny über einen längeren Zeitraum in Betrieb war, sollte die Funkenstrecke ausgetauscht werden. Ein metallischer Geruch und ein metallisches Geräusch deuten darauf hin, dass es an der Zeit ist, die Funkenbrücke zu ersetzen. Versuchen Sie nicht, sie selbst zu ersetzen, wenden Sie sich an Meditech Europe.

# 9 Entsorgung und Recycling

Wenden Sie sich hinsichtlich Entsorgung und Recycling des MWO Skinny an Meditech Europe. Meditech Europe nimmt gern alle Produkte zur Entsorgung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften entgegen.

Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, wenn Sie als Benutzer das Produkt selbst entsorgen möchten.

# 10 Garantie

Meditech Europe gewährt eine Garantie von zwei Jahren.

Meditech Europe gewährt keinerlei Garantie, wenn der MWO Skinny von einer anderen Person als einer Fachkraft von Meditech Europe geöffnet wurde.

Meditech Europe haftet nicht für missbräuchliche oder unzulässige Nutzung oder für Schäden, die auf eine Nutzung zurückzuführen sind, die nicht der in diesem Handbuch beschriebenen Nutzung entspricht.

**Serviceanschrift**
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Niederlande
Telefon: 0031 527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

# 11 EU-Konformitätserklärung

Meditech Europe

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Erklärung wird in der vollen Verantwortung des Herstellers abgegeben.

### HERSTELLER

| | |
|---|---|
| Firmenname: | Meditech Europe |
| Vollständige Anschrift: | Daalder 14 |
| PLZ: | 8305 BE |
| Ort: | Emmeloord |
| Land: | Niederlande |
| Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen: | Frau J. Kraaij / Chief Operating Officr |

### BESCHREIBUNG UND IDENTIFIZIERUNG DER MASCHINE

| | |
|---|---|
| Allgemeine Bezeichnung | Multiwave Oscillator Skinny |
| Funktion: | Der MWO Skinny ist ein Gerät, das Frequenzen generiert. |
| Modell: | Multiwave Oscillator Skinny |
| Typ: | Skinny |
| Handelsbezeichnung: | Multiwave Oscillator Skinny |

### KONFORMITÄT

*Der Hersteller erklärt, dass die oben genannte Maschine alle anwendbaren Bestimmungen der folgenden Richtlinien erfüllt:*

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & delegierte Richtlinie (EU) 2015/863

Dabei wurden die folgenden harmonisierten Normen und gegebenenfalls die technischen Normen und Spezifikationen eingehalten:

EN ISO 12100:1010; EN IEC 61000-3-2:2019; EN IEC 61000-3-3:2013;
IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61010-1:2011; EN IEC 63000:2018;
EN 55016-2-1:2014; EN 55016-2-3:2017; EN 55011:2016; EN IEC 61326-1:2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ort: | Emmeloord<br>Niederlande | Name:<br>Funktion: | Herr R. Frankhuisen<br>Eigentümer |
| Datum: | 21. März 2025 | Unterschrift: | |

Meditech Europe

**Operating Instructions**

# Multiwave Oscillator Skinny (MWO skinny)




Copy of original instructions
Edition EN V1 2025/03

Meditech Europe
Live in Harmony

| | |
|---|---|
| **Project Data** | : March 2025 |
| **Trade name** | **:** Meditech Europe B.V. |
| **Product name** | **:** Multiwave Oscillator Skinny (MWO skinny) |
| **Product number** | **:** 100016 |
| **Model** | **:** MWO skinny |
| **Power** | **:** 220/240 V / 35 mA |
| **Manufacturer** | **:** Meditech Europe B.V. |
| **Autor** | **:** J.K. |
| **Address** | **:** Daalder 14<br>8305 BE Emmeloord<br>The Netherlands<br>Phone: 0031 527 292331<br><br>www.meditecheurope.nl<br>info@meditecheurope.nl<br><br>VAT NL859592480B01 |
| **Revision index** | **:** V1 |
| **Revision date** | **:** 2025/03 |

# Table of Contents


**1 About these operating instructions ..... 5**

1.1 General ..... 5

1.2 Warning signs ..... 5

**2 General safety regulations ..... 6**

2.1 Principles ..... 6

2.2 Intended use ..... 6

2.3 Selection and qualification of personnel ..... 6

2.4 Safety regulations ..... 7

2.5 Expansion and conversion ..... 7

2.6 Measures in an emergency ..... 7

**3 Scope of supply ..... 8**

**4 Possible accessories (available from Meditech Europe) ..... 9**

**5 Technical description ..... 10**

5.1 Overview ..... 10

5.2 Type plate ..... 10

**6 Transport ..... 11**

6.1 Before the transport ..... 11

6.2 Unpacking the machine ..... 11

**7 Connecting / Operating the device ..... 12**

7.1 Connecting / Switching the device on ..... 12

7.2 Operating the device ..... 12

7.3 Switching off / Unplugging the device ..... 12

**8 Troubleshooting ..... 13**

9 Disposal and recycling ..... 14

10 Guarantee ..... 15

11 EC Declaration of Conformity ..... 16

# 1 About these operating instructions

These operating instructions should be read in full before operating the Multiwave Oscillator Skinny (MWO skinny) for the first time or if you have been authorised to perform other tasks using the MWO skinny. Please contact Meditech Europe in case of any questions.

In particular, chapter 2 „General safety regulations“ must be observed.

## 1.1 General

These instructions are intended to facilitate familiarization with the MWO skinny and utilisation of its intended application capabilities.

The operating instructions contain important notes which allow the MWO skinny to be operated safely and properly. Observing them will assist in:

- Avoiding risk of harm
- Avoiding repair costs and breakdown times
- Increasing the reliability and lifespan of the product

Persons authorised to perform tasks using the MWO skinny must be at least 21 years of age and must read and apply these operating instructions.

In addition to these operating instructions, the regulations concerning accident prevention and environmental protection applicable in the respective country of use and on the site of application must be observed.

## 1.2 Warning signs

Special safety notes are listed at the relevant points where applicable. They are identified with the following symbols.



**Power current**
This sign indicates that the device is connected to a voltage of 230 volts ac. This requires the device to be de-energised if accessories are being connected.



**Non-ionising radiation**
This means that the device will emit low-energy radiation from radio waves and radio frequencies.

# 2 General safety regulations

## 2.1 Principles

In case of any doubt about the correct setup, please contact Meditech Europe.

Use a Faraday cage (available at Meditech Europe) when the MWO skinny is in use to prevent disruption of (mobile) networks, telephones, laptops and/or other electrical devices and networks in your vicinity.

Do not open the MWO skinny device. This may only be done by a specialist from Meditech Europe. Opening the MWO skinny device by anyone other than a Meditech Europe specialist will render the guaranteed void.

To avoid damage to the device, do not use the MWO skinny without connected accessory (available from Meditech Europe).

The MWO skinny is a device which creates frequencies. No rights may be derived and/or claims made from the use of the MWO skinny. The use of the MWO skinny is entirely at the risk and expense of the user.

Cleaning: unplug the MWO skinny. Use a dry cloth. A damp cloth can be used for stubborn stains. Be careful not to get the connector wet.

When in doubt about how to use, switch on and/or set up the MWO skinny, always contact Meditech Europe BV via telephone number 0031 527 292331 or by e-mail at info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe is not liable for misuse, incorrect use or damage caused by any use other than as described in this manual. In the event of any dispute, Dutch law shall apply.

## 2.2 Intended use

The MWO skinny is a device which creates frequencies.

## 2.3 Selection and qualification of personnel

The MWO skinny is produced by Meditech Europe located in Emmeloord in the Netherlands. Meditech Europe employs only qualified personnel.

## 2.4 Safety regulations

Never come near the MWO skinny if you are fitted with a pacemaker, an Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD), an insulin pump, or with hearing devices.

Always use the MWO skinny in a dry and well-ventilated area.

Place the MWO skinny with at least 30 centimetres of free space on all sides where the air can be properly ventilated, and no other materials may come into contact with the device.

Never block the vents of the MWO skinny.

Make sure the MWO skinny is not in contact with heat sources such as electrical stoves, gas stoves, open fire, or other heat sources.

Never use the MWO skinny outdoors.

The MWO skinny must not be left in operation and unattended.

Do not touch the cable connector when the MWO skinny is switched on.

If the power cord is damaged it should be replaced with a special power cord available exclusively from Meditech Europe. Make sure the power cord hangs freely.

Use a grounded socket.

Meditech Europe is not liable for misuse, incorrect use or any damage caused by any use other than that which is described in this manual.

## 2.5 Expansion and conversion

The device needs to be de-energised to connect an accessory.

## 2.6 Measures in an emergency

In the event of fire use a fire extinguisher for electronic devices.

# 3 Scope of supply

- MultiWave Oscillator Skinny
- Power cord

# 4 Possible accessories (available from Meditech Europe)

- Faraday Cage
- Rife Tube
- Rife Curved

For a total overview, please visit our website: www.meditecheurope.nl

The lamps available at Meditech Europe can be connected to the MWO skinny at the customer's own risk.

Meditech Europe is not liable for misuse, incorrect use or damage caused by any use other than as described in this manual.

If lamps not supplied by Meditech Europe are used, the warranty will be void.

The availability of lamps may change. For up-to-date information visit our website: www.meditecheurope.nl.

# 5 Technical description

## 5.1 Overview

The MWO skinny creates high-frequency resonances. The device requires 220V. The 220V passes through a transformer, a spark gap, and the coil to create high-frequency resonances and voltages.

## 5.2 Type plate




Fig. 5.2 Type Plate

| | |
|---|---|
| Manufacturer | : Meditech Europe |
| Details MWO skinny | : type and power |
| Serial number | : unique |

# 6 Transport

The MWO skinny should be handled with care.

## 6.1 Before the transport

Meditech Europe will pack the MWO skinny carefully for transport or pick-up.

## 6.2 Unpacking the machine

The MWO skinny should be unpacked with care. Do not use any sharp tools.

# 7 Connecting / Operating the device

## 7.1 Connecting / Switching the device on

Connect the lamp. (make sure the MWO skinny is switched off)

Plug the power cord into the earthed socket.

The On/Off button switches the MWO skinny on.

## 7.2 Operating the device

The dial on the MWO skinny allows you to adjust the intensity.

Make sure the dial is set to low so you can increase the intensity slowly. High intensity is not necessary. The same result is usually achieved at a low intensity.

## 7.3 Switching off / Unplugging the device

The On/Off button switches the MWO skinny off.

Unplug the power cord from the earthed socket.

Disconnect the lamp. (make sure the MWO skinny is switched off)

# 8 Troubleshooting

In case the MWO skinny will no longer respond. Contact Meditech Europe and do not try to repair it yourself.

After the MWO skinny has been used for several years the spark gap requires replacing. This may be indicated by a metallic odour and noise. Contact Meditech Europe and do not try to replace it yourself.

# 9 Disposal and recycling

Contact Meditech Europe for disposal and recycling of the MWO skinny and accessories. Meditech Europe is pleased to receive all used products for disposal and recycling according to environmental regulations.

Please contact your local authorities should you wish to dispose of the product yourself.

# 10 Guarantee

Meditech Europe will guarantee this product for 2 years.

Opening the MWO skinny device by anyone other than a Meditech Europe specialist will render the guaranteed void.

Meditech Europe is not liable for misuse, incorrect use or damage caused by any use other than as described in this manual.

**Service Address**
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
The Netherlands
Phone: 0031 527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

# 11 EC Declaration of Conformity

Meditech Europe

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration is issued under the complete responsibility of the manufacturer

### MANUFACTURER

| | |
|---|---|
| Company name: | Meditech Europe |
| Full address: | Daalder 14 |
| Postcode: | 8305 BE |
| City: | Emmeloord |
| Country: | Netherlands |
| Person authorized to compile the technical file: | Ms. J. Kraaij / Operational Director |

### MACHINE DESCRIPTION AND IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Generic name: | Multiwave Oscillator Skinny |
| Use: | The MWO Skinny is a device which creates frequencies. |
| Model: | Multiwave Oscillator Skinny |
| Type: | Skinny |
| Commercial name: | Multiwave Oscillator Skinny |

### AGREEMENT

*The manufacturer declares that the above machine complies with all applicable provisions of the*

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU & Delegated Directive (EU) 2015/863

*Whereby the following harmonized standards and where appropriate technical standards and specifications have been used*

EN ISO 12100:2010; EN IEC 61000-3-2:2019; EN IEC 61000-3-3:2013;
IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61010-1:2011; EN IEC 63000:2018;
EN 55016-2-1:2014; EN 55016-2-3:2017; EN 55011:2016;
EN IEC 61326-1:2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| City: | Emmeloord, Netherlands | Name: | Mr R. Frankhuisen |
| | | Position: | Owner |
| Date: | 21 March 2025 | Signature: | |

