Meditech Europe

Gebruikshandleiding

Multiwave Oscillator Skinny (MWO skinny)



Oorspronkelijke handleiding
Versie NL V1 2025/03

Meditech Europe
Live in Harmony

Projectgegevens	: maart 2025
Handelsnaam	: Meditech Europe B.V.
Productnaam	: Multiwave Oscillator Skinny (MWO skinny)
Productnummer	: 100016
Model	: MWO skinny
Vermogen	: 220/240 V / 35 mA
Fabrikant	: Meditech Europe B.V.
Auteur	: J.K.
Adres	: Daalder 14 8305 BE Emmeloord Nederland Telefoon: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl VAT NL859592480B01
Revisie-index	: V1
Revisiedatum	: 2025/03

Inhoud

1 Over deze Gebruikshandleiding 5

1.1 Algemeen 5

1.2 Waarschuwingstekens 5

2 Algemene veiligheidsvoorschriften 7

2.1 Beginselen 7

2.2 Beoogd gebruik 7

2.3 Selectie en kwalificatie van het personeel 8

2.4 Veiligheidsvoorschriften 8

2.5 Uitbreiding en ombouw 8

2.6 Maatregelen in geval van nood 9

3 Leveringsomvang 10

4 Mogelijke accessoires (verkrijgbaar bij Meditech Europe) 11

5 Technische omschrijving 12

5.1 Overzicht 12

5.2 Typeplaatjes 12

6 Transport 13

6.1 Voorafgaand aan het transport 13

6.2 Uitpakken van de producten 13

7 Aansluiting / Bediening van het apparaat 14

7.1 Aansluiten/Inschakelen van het apparaat 14

7.2 Bediening van het apparaat 14

7.3 Uitschakelen/Ontkoppelen van het apparaat 14

8 Hulp bij storingen 15

9 Afvoer en recycling 16

10 Garantie 17

11 EG Verklaring van Overeenstemming 18

1 Over deze Gebruikshandleiding

Deze Gebruikshandleiding dient gelezen te worden voordat de MWO skinny voor het eerst gebruikt wordt, of wanneer daaraan werkzaamheden uitgevoerd worden als geautoriseerd monteur. Neem bij vragen contact op met Meditech Europe.

Neem met name hoofdstuk 2 „Algemene Veiligheidsvoorschriften“ goed in acht.

1.1 Algemeen

De aanwijzingen in deze handleiding zijn bedoeld om u vertrouwd te maken met de MWO skinny en ervoor te zorgen dat u de functies optimaal kunt gebruiken.

De Gebruikshandleiding bevat belangrijke opmerkingen voor het veilig en correct bedienen en gebruiken van de MWO skinny. Dit draagt ertoe bij dat:

- Gevaren worden vermeden
- Reparatiekosten en uitval worden vermeden
- De betrouwbaarheid en levensduur worden vergroot

Deze aanwijzingen moeten worden gelezen en toegepast door elke persoon die geautoriseerd is werkzaamheden uit te voeren aan de MWO skinny en ouder is dan 21 jaar.

Behalve deze Gebruikshandleiding dienen ook de voorschriften inzake ongevallenpreventie en milieubescherming in acht te worden genomen zoals deze gelden in het desbetreffende land van gebruik en op de plaats van toepassing.

1.2 Waarschuwingstekens

Op relevante plaatsen staan telkens speciale veiligheidsaanwijzingen. Ze zijn te herkennen aan de volgende symbolen:



Sterkstroom
Dit teken geeft aan dat het apparaat aangesloten wordt op 230 V wisselspanning. Dit houdt in dat het apparaat stroomloos moet worden gemaakt als een accessoire wordt aangesloten.



Niet-ioniserende straling
Dit betekent dat het product laag-energetische straling van radiogolven en radiofrequenties afgeeft.

2 Algemene veiligheidsvoorschriften

2.1 Beginselen

Neem bij twijfel over de juiste instelling altijd contact op met Meditech Europe.

Gebruik een Kooi van Faraday (verkrijgbaar bij Meditech Europe) als de MWO skinny in bedrijf is, om verstoring te voorkomen van (mobiele) netwerken, telefoons, laptops en/of andere elektrische apparaten en netwerken in uw omgeving.

Maak de MWO skinny niet open. Dit mag uitsluitend worden gedaan door een specialist van Meditech Europe. De garantie vervalt als het product gedemonteerd is door anderen dan specialisten van Meditech Europe.

Ter voorkoming van schade aan de MWO skinny dient ze niet zonder aangesloten accessoire (verkrijgbaar bij Meditech Europe) te worden gebruikt.

De MWO skinny is een apparaat dat frequenties creëert. Aan het gebruik van de MWO skinny kunnen geen rechten worden ontleend noch kunnen er vorderingen ingesteld worden naar aanleiding van het gebruik daarvan. Het gebruik geschiedt geheel voor risico en op kosten van de gebruiker.

Reiniging van de MWO skinny: Haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik een droge doek. Voor hardnekkige vlekken kan een vochtige doek worden gebruikt. Zorg ervoor dat de connector niet nat wordt.

Neem bij twijfel over het gebruik, inschakelen en/of instellen van de MWO skinny altijd contact op met Meditech Europe BV via telefoonnummer: 0031 (0)527 292331 of e-mail: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven. In geval van geschillen geldt Nederlands recht.

2.2 Beoogd gebruik

De MWO skinny is een apparaat dat frequenties creëert.

2.3 Selectie en kwalificatie van het personeel

De MWO skinny is vervaardigd door Meditech Europe in Emmeloord (NL). Meditech Europe maakt uitsluitend gebruik van goed opgeleide medewerkers.

2.4 Veiligheidsvoorschriften

Kom niet in de buurt van de ingeschakelde MWO skinny als je een pacemaker, een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), een insulinepomp of gehoorapparaten hebt.

De MWO skinny mag niet zonder toezicht in bedrijf zijn.

Gebruik de MWO skinny altijd in een droge en goed geventileerde ruimte.

Blokkeer nooit de ventilatieopening van de MWO skinny.

Plaats de MWO skinny zodanig dat aan alle zijden ten minste 30 centimeter vrije ruimte is, en om ervoor te zorgen dat andere materialen niet in contact kunnen komen met de MWO skinny.

Zorg ervoor dat de MWO skinny niet in contact komt met warmtebronnen zoals haarden, gaskachels, open vuur, enzovoort.

Gebruik de MWO skinny niet in de buitenlucht.

Raak de connector voor de kabel niet aan wanneer de MWO skinny ingeschakeld is.

Als het netsnoer beschadigd is, dient het te worden vervangen door een speciaal, uitsluitend bij Meditech Europe verkrijgbaar netsnoer. Zorg ervoor dat het netsnoer vrij hangt.

Gebruik een geaard stopcontact.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven.

2.5 Uitbreiding en ombouw

Het apparaat moet stroomloos worden gemaakt als een accessoire wordt aangesloten.

2.6 Maatregelen in geval van nood

Wanneer brand uitbreekt, dient een brandblusser te worden gebruikt die geschikt is voor elektronische apparatuur.

3 Leveringsomvang

- Multiwave Oscillator Skinny
- Netsnoer

4 Mogelijke accessoires (verkrijgbaar bij Meditech Europe)

- Kooi van Faraday
- Rife Tube
- Rife Curved

Bezoek onze website voor een volledig overzicht: www.meditecheurope.nl

De bij Meditech Europe verkrijgbare lampen kunnen op eigen risico van de klant worden aangesloten op de MWO skinny.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven.

Als lampen worden gebruikt die niet door Meditech Europe zijn geleverd, dan vervalt de garantie.

De verkrijgbaarheid van lampen kan wijzigen. Ga voor actuele informatie naar onze website: www.meditecheurope.nl

5 Technische omschrijving

5.1 Overzicht

De MWO skinny wekt hoogfrequente resonanties op. Het apparaat werkt op 220 V. De 220 V-spanning gaat door een transformator, een vonkenbrug en de spoel om hoogfrequente resonanties en spanningen op te wekken.

5.2 Typeplaatjes



Fig. 5.2 Typeplaatje

Fabrikant	: Meditech Europe
Gegevens MWO skinny	: Type en vermogen
Batchnummer	: Uniek

6 Transport

De MWO skinny dient voorzichtig te worden behandeld.

6.1 Voorafgaand aan het transport

Meditech Europe verpakt de MWO skinny zorgvuldig wanneer deze getransporteerd gaat worden of wordt opgehaald.

6.2 Uitpakken van de producten

De MWO skinny dient voorzichtig te worden uitgepakt, zonder gebruik te maken van scherp gereedschap.

7 Aansluiting / Bediening van het apparaat

7.1 Aansluiten/Inschakelen van het apparaat

Sluit de lamp aan (zorg ervoor dat de MWO skinny is uitgeschakeld)

Steek het netsnoer in het geaarde stopcontact.

Aan/Uit-knop schakelt de MWO skinny in.

7.2 Bediening van het apparaat

Met de draaiknop op de MWO skinny is het mogelijk om de intensiteit in te stellen.

Zorg ervoor dat de draaiknop laag ingesteld staat zodat er langzaam opgebouwd kan worden. Een hoge intensiteit is niet nodig. Op een lage intensiteit wordt veelal hetzelfde resultaat behaald.

7.3 Uitschakelen/Ontkoppelen van het apparaat

Aan/Uit-knop schakelt de MWO skinny uit.

Trek het netsnoer uit het geaarde stopcontact.

Ontkoppel de lamp (zorg ervoor dat de MWO skinny is uitgeschakeld).

8 Hulp bij storingen

Als de MWO skinny niet meer naar behoren functioneert, probeer deze dan niet zelf te repareren maar neem contact op met Meditech Europe.

Als de MWO skinny een lange periode in gebruik is geweest, moet de vonkenbrug worden vervangen. Een metaalachtige geur en een metaalachtig geluid geven aan dat het tijd is voor vervanging van de vonkenbrug. Probeer deze niet zelf te vervangen, maar neem contact op met Meditech Europe.

9 Afvoer en recycling

Neem contact op met Meditech Europe voor afvoer en recycling van de MWO skinny. Meditech Europe neemt graag alle producten in ontvangst voor afvoer en recycling overeenkomstig de milieuvoorschriften.

Neem contact op met de lokale autoriteiten indien u als gebruiker het product zelf wilt afvoeren.

10 Garantie

Meditech Europe geeft 2 jaar garantie op de MWO skinny.

De garantie vervalt als aan het product gewerkt is door anderen dan specialisten van Meditech Europe.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven.

Serviceadres
Meditech Europe B.V.
Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Nederland
Telefoon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

11 EG Verklaring van Overeenstemming

Meditech Europe

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze verklaring is verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant

FABRIKANT

Firmanaam:	Meditech Europe
Volledig adres:	Daalder 14
Postcode:	8305 BE
Plaats:	Emmeloord
Land:	Nederland
Persoon gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen:	Mw. J. Kraaij / Operationeel Directeur

BESCHRIJVING EN IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE

Generieke benaming:	Multiwave Oscillator Skinny
Functie:	De MWO Skinny is een apparaat dat frequenties creëert.
Model:	Multiwave Oscillator Skinny
Type:	Skinny
Commerciële benaming:	Multiwave Oscillator Skinny

OVEREENSTEMMING

De fabrikant verklaart dat de bovenstaande machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
EMC Richtlijn 2014/30/EU
RoHS Richtlijn 2011/65/EU & gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863

Waarbij de volgende geharmoniseerde normen en in voorkomend geval technische normen en specificaties zijn gehanteerd

EN ISO 12100:2010;EN IEC 61000-3-2:2019; EN IEC 61000-3-3:2013; IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61010-1:2011; EN IEC 63000:2018; EN 55016-2-1:2014; EN 55016-2-3:2017; EN 55011:2016; EN IEC 61326-1:2013

Plaats:	Emmeloord Nederland	Naam: Functie:	Dhr. R. Frankhuisen Eigenaar
Datum:	21 Maart 2025	Handtekening:	