



Meditech Europe



Dual Earth Frequency Generator

Gebruiksaanwijzing:

- Plaats de 1,5 volt batterijen. Om opstartproblemen met de processor te voorkomen dient u de knop ingedrukt te houden bij het plaatsen van de batterijen. De batterijen worden meegeleverd.
- Bij loslaten van de knop gaan de gele en de groene led beide circa 1 seconde aan.
- Als de groene led om de halve seconde gaat knipperen, staat de EFG in de '7,83-Hz actief stand'. Het apparaat zal in deze stand blijven staan (gaat niet automatisch uit).
- Drukt u nog een keer op de knop (minimaal 0,3 sec, maar u mag de knop ook vasthouden) dan gaan beide leds knipperen. De EFG staat nu in de '3,91-Hz slaapstand', die gaat na een halfuur over in de '7,83-Hz-actief stand'!
- Druk nogmaals op de knop en alleen het gele ledje gaat knipperen, dan staat de '3,92-Hz slaapstand' ingeschakeld. Na 30 minuten gaat dan het apparaat uit.
- Als u nu nogmaals de knop indrukt, gaan beide leds afwisselend knipperen en gaat het apparaat na een seconde uit.
- Als u de knop wederom indrukt, gaat de EFG weer aan en staat het meteen in de '7,83-Hz actief stand' en knippert alleen het groene ledje. De EFG staat nu opnieuw in stand 3.

Na het indrukken van de toets knipperen de leds met een tussentijd van 0,5 seconden. Om stroom te besparen gaat dat langzaam over naar 3 seconden. De stroom door de Möbius spoel is pulsvormig en heeft een piekwaarde van 2,5 mA. De frequenties zijn 7,83 en 3,92 Hz.

Technisch advies: Vermijd vocht, hitte en extreme kou.

Batterij vervangen: Draai het schroefje aan de achterzijde van de Dual EFG los en vervang de batterijen. Controleer of u de batterijen juist heeft geplaatst, de + en - op de correcte positie. Plaats beide delen weer precies op elkaar en draai de schroef vast. Controleer of beide delen goed op elkaar aansluiten.

Veel plezier van uw Dual EFG!

Uw Meditech Europe team!

Andere succesvolle producten van Meditech Europe:



Polarizers

Colloïdale producten

Water zuiveren

Multiwave Oscillato



Gebrauchsanweisung:

- Legen Sie die Batterien ein. Um Startprobleme mit dem Prozessor zu vermeiden, halten Sie beim Einlegen der Batterien die Taste gedrückt. Batterien werden mitgeliefert.
- Wenn der Knopf losgelassen wird, leuchten die gelbe und die grüne LED beide für etwa 1 Sekunde auf.
- Wenn die grüne LED jede halbe Sekunde zu blinken beginnt, befindet sich das EFG im '7,83-Hz aktiven Modus'. Das Gerät bleibt in dieser Position (schaltet sich nicht automatisch aus).
- Wenn Sie die Taste erneut drücken (mindestens 0,3 Sekunden, aber Sie können die Taste auch gedrückt halten), blinken beide Leds. Das EFG befindet sich jetzt im '3,91-Hz-Schlafmodus', der nach einer halben Stunde in den '7,83-Hz-Aktivmodus' wechselt.
- Drücken Sie die Taste erneut und nur die gelbe LED blinkt, dann wird der '3,92-Hz-Schlafmodus' eingeschaltet. Nach 30 Minuten wird die EFG abgeschaltet.
- Wenn Sie nun die Taste erneut drücken, blinken beide LEDs abwechselnd und das Gerät schaltet sich nach einer Sekunde aus.
- Wenn Sie den Knopf erneut drücken, schaltet sich das EFG wieder ein und geht sofort in den '7,83-Hz aktiven Modus' über, und nur die grüne LED blinkt. Die EFG ist nun wieder auf Platz 3.

Nach dem Drücken der Taste blinken die LEDs mit einem Intervall von 0,5 Sekunden. Um Strom zu sparen, ändert sich dies langsam auf 3 Sekunden. Der Strom durch die Möbiusspule ist impulsförmig und hat einen Spitzenwert von 2,5 mA. Die Frequenzen sind 7,83 und 3,92 Hz.

Technische Ratschläge: Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Hitze und extreme Kälte.

Tauschen Sie die Batterie aus: Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite des Dual EFG und tauschen Sie die Batterien aus. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien richtig eingelegt haben, das + und - in der richtigen Position. Setzen Sie beide Teile wieder exakt zusammen und ziehen Sie die Schraube fest. Stellen Sie sicher, dass beide Teile richtig zusammenpassen.

Viel Spaß mit Ihrem Dual EFG!

Ihr Meditech Europe-Team!

Weitere erfolgreiche Produkte von Meditech Europe:



Polarizers

Kolloidal Produkte

Wasserreinigung

Multiwave Oscillator



Instructions for use:

- Insert the 1.5 volt batteries. To avoid starting up problems with the processor, press and hold the button when inserting the batteries. The batteries are supplied.
- When the button is released, the yellow and green LED will both light up for about 1 second.
- If the green LED starts flashing every half second, the EFG is in the '7.83-Hz active mode'. The device will remain in this position (does not turn off automatically).
- Pressing the button again (at least 0.3 sec, but you may also hold the button) will cause both LEDs to blink. The EFG is now in '3.91-Hz sleep mode', which changes to '7.83-Hz active mode' after half an hour.
- Press the button again and only the yellow LED will flash, then the '3.92-Hz sleep mode' will be switched on. After 30 minutes, the appliance will switch off.
- If you now press the button again, both LEDs will flash alternately and the unit will switch off after one second.
- If you press the button again, the EFG turns on again and is immediately in the '7.83-Hz active mode' and only the green LED flashes. The EFG is now back in position 3.

After pressing the button, the LEDs will flash at 0.5 second intervals. To save power, this will slowly change to 3 seconds. The current through the Möbius coil is pulse-shaped and has a peak value of 2.5 mA. The frequencies are 7.83 and 3.92 Hz.

Technical advice: Avoid moisture, heat and extreme cold.

Replace the battery: Loosen the screw on the back of the Dual EFG and replace the batteries. Check that you have inserted the batteries correctly, the + and - in the correct position. Put both parts back on top of each other and tighten the screw. Check that both parts fit together correctly.

Enjoy your Dual EFG!

Your Meditech Europe team!

Other successful products from Meditech Europe:



Polarizers

Colloidal products

Purifying water

Multiwave Oscillator

