



# Meditech Europe

**Gebruikshandleiding**

## Swing Zapper

### (Basis / Compleet / Pulse)



Oorspronkelijke handleiding  
Versie NL V2 2024/04



# Meditech Europe

Live in Harmony

**Projectgegevens** : november 2023

**Handelsnaam** : Meditech Europe B.V.  
**Productnaam** : Swing Zapper  
**Type** : Basis, Compleet, Pulse  
**Vermogen** : 3 V (2x 1,5 V batterij)

**Fabrikant** : Meditech Europe B.V.  
**Auteur** : J.K

**Adres** : Daalder 14  
8305 BE Emmeloord  
Nederland  
Telefoon: 0031 (0)527 292331

[www.meditecheurope.nl](http://www.meditecheurope.nl)  
[info@meditecheurope.nl](mailto:info@meditecheurope.nl)

VAT NL859592480B01

**Revisie-index** : V2  
**Revisiedatum** : 2024/04



# Inhoud

<b>1</b>	<b>Over deze Gebruikshandleiding</b> .....	<b>5</b>
1.1	Algemeen.....	5
1.2	Waarschuwingstekens .....	5
<b>2</b>	<b>Algemene veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>6</b>
2.1	Beginnelen .....	6
2.2	Beoogd gebruik .....	6
2.3	Selectie en kwalificatie van het personeel .....	6
2.4	Veiligheidsvoorschriften .....	7
2.5	Maatregelen in geval van nood .....	7
<b>3</b>	<b>Leveringsomvang</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Technische omschrijving</b> .....	<b>9</b>
4.1	Overzicht.....	9
4.2	Typeplaatje .....	9
<b>5</b>	<b>Transport</b> .....	<b>10</b>
5.1	Voorafgaand aan het transport .....	10
5.2	Transporteren van het apparaat.....	10
5.3	Uitpakken van het apparaat .....	10
<b>6</b>	<b>Bediening van het apparaat</b> .....	<b>11</b>
6.1	Bediening van het apparaat .....	11
6.2	Vervangen van batterijen .....	11
<b>7</b>	<b>Hulp bij storingen</b> .....	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Buitengebruikstelling</b> .....	<b>13</b>
8.1	Afvoer en recycling .....	13



<b>9</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>EG Verklaring van Overeenstemming.....</b>	<b>15</b>



# 1 Over deze Gebruikshandleiding

Deze Gebruikshandleiding dient gelezen te worden voordat de Swing Zapper voor het eerst gebruikt wordt, of wanneer daaraan werkzaamheden uitgevoerd worden als geautoriseerd monteur. Neem bij vragen contact op met Meditech Europe.

Neem met name hoofdstuk 2 “Algemene Veiligheidsvoorschriften” goed in acht.

## 1.1 Algemeen

De aanwijzingen in deze handleiding zijn bedoeld om u vertrouwd te maken met de Swing Zapper en ervoor te zorgen dat u de functies van het apparaat optimaal kunt gebruiken.

De Gebruikshandleiding bevat belangrijke opmerkingen voor het veilig en correct bedienen en gebruiken van de Swing Zapper. Dit draagt ertoe bij dat:

- Gevaren worden vermeden
- Reparatiekosten en uitval van het apparaat worden vermeden
- De betrouwbaarheid en levensduur van het product worden vergroot

Deze aanwijzingen moeten worden gelezen en toegepast door elke persoon die geautoriseerd is werkzaamheden uit te voeren aan de Swing Zapper en ouder is dan 18 jaar.

Behalve deze gebruikshandleiding dienen ook de voorschriften inzake ongevallenpreventie en milieubescherming in acht te worden genomen zoals deze gelden in het desbetreffende land van gebruik en op de plaats van toepassing.

## 1.2 Waarschuwingstekens



### **Niet-ioniserende straling**

Dit betekent dat het apparaat laag-energetische straling van radiogolven en radiofrequenties afgeeft.



## 2 Algemene veiligheidsvoorschriften

### 2.1 Beginselen

Neem bij twijfel altijd contact op met Meditech Europe.

Maak de Swing Zapper niet open. Dit mag uitsluitend worden gedaan door een specialist van Meditech Europe. De garantie vervalt als het apparaat geopend is door anderen dan specialisten van Meditech Europe.

Gebruik de Swing Zapper nooit in vochtige ruimtes zoals de badkamer. Vermijd hitte en kou.

De Swing Zapper is een apparaat dat frequenties creëert. Het is geen medisch hulpmiddel. Aan het gebruik van de Swing Zapper kunnen geen rechten worden ontleend noch kunnen er vorderingen ingesteld worden naar aanleiding van het gebruik daarvan. Het gebruik van de Swing Zapper geschiedt geheel voor risico en op kosten van de gebruiker.

Reiniging van de Swing Zapper: gebruik een droge doek. Voor hardnekkige vlekken kan een vochtige doek worden gebruikt. Zorg ervoor dat de batterijhouder niet nat wordt.

Neem bij twijfel over het gebruik van de Swing Zapper altijd contact op met Meditech Europe BV via telefoonnummer: 0031 (0)527 292331 of e-mail: [info@meditech europe.nl](mailto:info@meditech europe.nl).

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven. In geval van geschillen geldt Nederlands recht.

### 2.2 Beoogd gebruik

De Swing Zapper is een apparaat dat frequenties creëert.

### 2.3 Selectie en kwalificatie van het personeel

De Swing Zapper is vervaardigd voor Meditech Europe in Emmeloord (NL). Meditech Europe maakt uitsluitend gebruik van bekwame en gecertificeerde producenten.



## **2.4 Veiligheidsvoorschriften**

Gebruik de Swing Zapper niet als u zwanger bent. Gebruik de Swing Zapper ook niet wanneer u een pacemaker, een Implanterbare Cardioverter Defibrillator (ICD), of een insulinepomp hebt.

Gebruik de Swing Zapper altijd in een droge ruimte.

Zorg ervoor dat Swing Zapper niet in contact komt met warmtebronnen zoals haarden, gaskachels, open vuur etc.

Als het product beschadigd is, dient het te worden gerepareerd door Meditech Europe.

## **2.5 Maatregelen in geval van nood**

Wanneer brand uitbreekt, dient een brandblusser te worden gebruikt die geschikt is voor elektronische apparatuur.



### 3 Leveringsomvang

**1x** Swing Zapper

**2x** AA batterij

In diverse types verkrijgbaar. Afbeeldingen van de diverse types staan vermeld op de website van Meditech Europe.

[www.meditecheurope.nl](http://www.meditecheurope.nl)





## 4 Technische omschrijving

### 4.1 Overzicht

De Swing Zapper creëert frequenties.

### 4.2 Typeplaatje



Fig. 4.2 Typeplaatje

Supplier	: Meditech Europe B.V.
Gegevens	: Type en vermogen
Batchnummer	: Uniek per batch



## 5 Transport

De Swing Zapper dient voorzichtig te worden behandeld.

### 5.1 Voorafgaand aan het transport

Meditech Europe verpakt de Swing Zapper zorgvuldig wanneer deze getransporteerd gaat worden of wordt opgehaald.

### 5.2 Transporteren van het apparaat

De Swing Zapper dient in beschermde verpakking te worden getransporteerd.

### 5.3 Uitpakken van het apparaat

De Swing Zapper dient voorzichtig te worden uitgepakt, zonder gebruik te maken van scherp gereedschap. Laat het apparaat niet vallen, het is kwetsbaar.



## 6 Bediening van het apparaat

### 6.1 Bediening van het apparaat

Plaats 2 AA batterijen.

Sluit de stick/plaat elektroden aan op de Swing Zapper doormiddel van de snoeren (rood links en zwart rechts).

Plaats de Swing Zapper op een stabiele, droge, niet te gladde ondergrond.

1. Breng de stick/plaat elektroden in de juiste positie en druk op ON.
2. Wanneer het lampje knippert is de Swing Zapper in werking.
3. De Swing Zapper werkt automatisch een programma van zeven minuten af.
4. Na zeven minuten schakelt hij automatisch uit.

Er dient dan 20 minuten gewacht te worden.

Begin na 20 minuten opnieuw met de stappen 1 + 2 + 3 + 4.

Houd hierna wederom een pauze van 20 minuten.

Begin voor de derde keer met de stappen 1 + 2 + 3 + 4.

Na de derde keer is het programma klaar.

Herhaal dit in het begin iedere dag. Na een week kan het naar om de dag.

### 6.2 Vervangen van batterijen

Maak het klepje aan de achterzijde van de Swing Zapper open en vervang de batterijen. Controleer of de batterijen juist geplaatst zijn, de + en - op de correcte positie. Plaats het klepje op de achterkant.



## 7 Hulp bij storingen

Als het apparaat niet werkt volgens de stappen zoals vermeld in hoofdstuk 6 dan kan het gereset worden. Neem de batterijen uit het apparaat en begin opnieuw bij het volgen van de stappen zoals vermeld in hoofdstuk 6.



## 8 Buitengebruikstelling

### 8.1 Afvoer en recycling

Neem contact op met Meditech Europe voor afvoer en recycling van de Swing Zapper. Meditech Europe neemt graag alle producten in ontvangst voor afvoer en recycling overeenkomstig de milieuvorschriften.

Neem contact op met de lokale autoriteiten indien u als gebruiker het product zelf wilt afvoeren.



## 9 Garantie

Meditech Europe geeft 2 jaar garantie op de Swing Zapper.

De garantie vervalt als het apparaat geopend is door anderen dan specialisten van Meditech Europe, of bij onjuist gebruik.

Meditech Europe is niet aansprakelijk voor misbruik, onjuist gebruik of enige schade die veroorzaakt is door een ander gebruik dan in deze handleiding omschreven.

### **Serviceadres**

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Nederland

Telefoon: 0031 (0)527 292331

[www.meditecheurope.nl](http://www.meditecheurope.nl)

[info@meditecheurope.nl](mailto:info@meditecheurope.nl)



## 10 EG Verklaring van Overeenstemming

 <b>Meditech Europe</b>			
<b>EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING</b>			
<b>FABRIKANT</b>			
Firmanaam:	Meditech Europe		
Volledig adres:	Daalder 14		
Postcode:	8305 BE		
Plaats:	Emmeloord		
Land:	Nederland		
Persoon gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen:	Mw. J. Kraaij / Operationeel Directeur		
<b>BESCHRIJVING EN IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT</b>			
Generieke benaming:	Swing Zapper		
Functie:	De Swing Zapper is een apparaat dat frequenties creëert.		
Type:	500060		
Commerciële benaming:	Swing Zapper		
<b>OVEREENSTEMMING</b>			
<i>De fabrikant verklaart dat het bovenstaande product voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van</i>			
RoHS Richtlijn 2011/65/EU & gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863			
<i>Waarbij de volgende geharmoniseerde normen en in voorkomend geval technische normen en specificaties zijn gehanteerd</i>			
<input type="checkbox"/> EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 60335-1:2012 / A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 / AC:2016			
Plaats:	Emmeloord Nederland	Naam:	Dhr. R. Frankhuisen
		Functie:	Eigenaar
Datum:	1 Februari 2024	Handtekening:	